

## Cabine sanitaire mobile à recirculation - siège turc



Départ usine sous 12 jours

Achatmat vous présente la cabine sanitaire mobile à recirculation - siège turc de ROPLAST.



Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

**Dimensions LxIxH (mm) :** 109 x 112 x 246

**Dimensions porte Lxl (mm) :** 194 x 61

**Dimensions sol Lxl (mm) :** 101 x 51

**Volume réservoir eaux usées (L) :** 130

Ce modèle de cabine sanitaire mobile à squat est équipé d'un réservoir d'eaux usées de 130 litres traité avec un antifongéateur chimique pour laver la cuvette à squat par recirculation. La recirculation du liquide se fait par la pompe à pied en évitant l'utilisation des mains, ce qui rend le processus de nettoyage plus hygiénique. Les tuyaux de raccordement sont placés à l'intérieur de la base et la seule partie visible est le diffuseur de liquide. Avec ces caractéristiques, la toilette portable Marlin TC130 réduit le risque de contact entre l'utilisation et les eaux usées et peut être utilisée unisex.

## Utilisation de la cabine sanitaire chimique transportable

Une cabine sanitaire chimique mobile est surtout destinée à une utilisation extérieure.

Elle est souvent utilisée pour des activités telles que : les chantiers de construction, les caravanes, les camping-cars etc.

Un WC transportable peut également être utilisé dans les maisons qui ne possèdent pas de réseau d'évacuation et qui sont isolées.

Le WC chimique est doté d'une autonomie totale.

## Comment fonctionne un WC chimique ?

Le sanitaire chimique est simple d'utilisation. Des additifs chimiques servent à dissoudre les matières organiques et à réduire les mauvaises odeurs.

## Avantages d'une cabine sanitaire chimique :

Un WC chimique offre plusieurs avantages ; Il est économique et d'utilisation facile.

**Aspect « économique » du WC chimique mobile :**

Il ne nécessite pas une grande quantité d'eau et de produits chimiques,

Les additifs peuvent être bien dosés (notamment ceux sous forme de poudre).

**Aspect « Facile d'utilisation » de la cabine sanitaire chimique :**

Son utilisation est facile et confortable en tout lieu,

Elle est autonome et son nettoyage se faisant très facilement,

Elle est transportable facilement.

Modèle	500.4159.01	500.4159.02
Dimensions (LxIxH) (mm)	109 x 112 x 242	109 x 112 x 242
Dimensions porte (mm)	61 x 194	61 x 194
Dimensions sol (Lxl) (mm)	51 x 101	51 x 101
Volume réservoir eaux usées (L)	130	130
Version	Cabine	Cabine + Lavabo
Poids	Poids (kg)	Poids (kg)